

# ТАУФОН, капли (TAUFONE) — инструкция по применению

## Клинико-фармакологическая группа

Препарат, стимулирующий процессы регенерации для местного применения в офтальмологии

## Форма выпуска, состав и упаковка

Капли глазные 4%	1 мл
таурин	40 мг

5 мл - флаконы (1) в комплекте с крышкой-капельницей - пачки картонные.

10 мл - флаконы (1) в комплекте с крышкой-капельницей - пачки картонные.

## Показания

Препарат назначают взрослым при:

- дистрофиях роговицы,;
- старческих, травматических, лучевых и других видах катаракт;
- травмах роговицы (в качестве стимулятора репаративных процессов).

## Противопоказания

Повышенная чувствительность к таурину.

## Дозировка

При катарактах глазные капли назначают в виде инстилляций по 1-2 капли 2-4 раза/сут в течение 3 мес. Курс повторяют с месячным интервалом.

При травмах и дистрофических заболеваниях роговицы применяют в тех же дозах в течение одного месяца.

## Побочные действия

Аллергические реакции.

## Применение в детском возрасте

Препарат назначают взрослым.

## Условия отпуска из аптек

Препарат разрешен к применению в качестве средства безрецептурного отпуска.

## Условия и сроки хранения

Список Б. Хранить защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C. Срок годности препарата в стеклянных флаконах, во флаконах темного стекла - 4 года, в полиэтиленовых, полипропиленовых флаконах - 3 года. Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.